

## Ficha **Técnica**

# Mascarilla Médica **3M 9132**

# 3M

**Marca:** 3M

**Embalaje:** 30PCS/Box, 300PCS/Carton

**Origen:** Shanghai, China

**Modelo:** 9132

**Color:** Verde

**Material:** Filtro electrostático no tejida de algodón

**Peso bruto:** 10g


**Certificación:** NIOSH

**Protección:** Niebla con humo, partículas, bacteriano

**Porcentaje de protección:** N95



# 3M



### Características del producto


Filtro de protección de la estructura multicapa

Pinza de nariz ajustable de aluminio

Diadema elástica elástica

Ligero estilo de la cabeza

Cómodo y transpirable



**Filtro de algodón electrostático**



**Diadema de goma elástica**

**Uso adecuado**



La espensacr

**NIOSH Approved: N95**

At least 95% filtration efficiency against solid and liquid aerosols that do not contain oil.

**Approbation du NIOSH : N95**

Efficacité de filtration d'au moins 95 % contre les aérosols solides et liquides exempts d'huile.

**Aprobado por NIOSH: N95**

Ofrece un mínimo de 95% de eficiencia de filtración contra aerosoles de sólidos y líquidos que no contengan aceite.



3M  
ST. PAUL, MN, USA  
1-800-243-4630

**THIS RESPIRATOR IS APPROVED ONLY IN THE FOLLOWING CONFIGURATION:**

TC-	Protection <sup>1</sup>	Respirator		Cautions and Limitations <sup>2</sup>
		9010	9132	
84A-4243	N95	X	X	ABCJMNOP

**1. PROTECTION**

N95-Particulate Filter (95% filter efficiency level) effective against particulate aerosols free of oil, time use restrictions may apply

**2. CAUTIONS AND LIMITATIONS**

- A - Not for use in atmospheres containing less than 19.5 percent oxygen.
- B - Not for use in atmospheres immediately dangerous to life or health.
- C - Do not exceed maximum use concentrations established by regulatory standards.
- J - Failure to properly use and maintain this product could result in injury or death.
- M - All approved respirators shall be selected, fitted, used, and maintained in accordance with MSHA, OSHA, and other applicable regulations.
- N - Never substitute, modify, add, or omit parts. Use only exact replacement parts in the configuration as specified by the manufacturer.
- O - Refer to users instructions, and/or maintenance manuals for information on use and maintenance of these respirators.
- P - NIOSH does not evaluate respirators for use as surgical masks.

4/26/05



3M  
ST. PAUL, MN, É.-U.  
1-800-243-4630

**CE RESPIRATEUR EST HOMOLOGUÉ UNIQUEMENT POUR LA CONFIGURATION SUIVANTE :**

TC-	Protection <sup>1</sup>	Respirateur		Avertissements et restrictions <sup>2</sup>
		9010	9132	
84A-4243	N95	X	X	ABCJMNOP

**1. PROTECTION**

Filtre N95 contre les particules (niveau d'efficacité du filtre de 95 %) efficace contre les aérosols contenant des particules exemptes d'huile. Des restrictions de durée d'utilisation peuvent s'appliquer.

**2. AVERTISSEMENTS ET RESTRICTIONS**

- A - Ne pas utiliser lorsque la concentration ambiante en oxygène est inférieure à 19,5 %.
- B - Ne pas utiliser si l'atmosphère présente un danger immédiat pour la vie ou la santé.
- C - Ne pas utiliser en présence de concentrations supérieures au taux établi par la réglementation.
- J - L'utilisation et l'entretien inadéquats de ce produit peuvent provoquer des blessures ou la mort.
- M - Tous les respirateurs homologués doivent être sélectionnés, ajustés, portés et entretenus conformément aux règlements de la MSHA, de l'OSHA et à tout autre règlement en vigueur.
- N - Ne jamais substituer ou modifier ce produit, ni lui ajouter ou lui enlever des pièces. N'utiliser que les pièces de rechange exactes déterminées par le fabricant.
- O - Consulter les directives d'utilisation et/ou les manuels d'entretien pour obtenir des renseignements sur l'utilisation et l'entretien de ces respirateurs.
- P - Le NIOSH n'évalue pas les respirateurs comme masques chirurgicaux.

4/26/05

This respirator contains no components made from natural rubber latex.

Ce respirateur ne contient aucun composant en latex de caoutchouc naturel.

Este respirador no contiene componentes de látex natural.

La  Despensacr